



Varenummer 1000012648

Probe til doppler, Sonotrax, 112mm, Ø32mm, 8 MHz, vandtæt

- ✓ udskiftelige prober
- ✓ kompatibel med 2 MHz & 8MHz prober



Produktbeskrivelse

Probe til Sonotrax doppler. De udskiftlige prober kan anvendes til at aflytte fosterets hjerteslag med en 2 MHz probe eller kan med en 8 Mhz vaskulær probe anvendes til vaskulære undersøgelser.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Probe til doppler
Model	Sonotrax
Features	8 MHz, vandtæt
Længde/dybde	112 mm
Diameter	32 mm
Vægt, netto	100 g
Strømspecifikationer	8 MHz
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	21 cm	15 cm	3.5 cm	8023279294996



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.