


Varenummer 1000012701

Oplader, til Nonin PalmSAT pulsoxymeter



Produktbeskrivelse

Universal oplader til Nonin PalmSAT pulsoxymeter

Specifikationer

Produktbetegnelse	Oplader
Features	Til Nonin PalmSAT pulsoxymeter
Certifikater	CE.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	29 cm	20 cm	6.5 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.