



Varenummer 1000012705

## Sprøjte, Optipure, 10 ml, sterilt vand, engangs

✓ Kan både bruges som skyllevæske eller opfyldning af kateter.



### Produktbeskrivelse

Forfyldt sprøjte med sterilt vand. Kan bruges både som skyllevæske eller til opfyldning af en kateter-/sondeballon. Må ikke anvendes I.V.



STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	Optipure
Features	Sterilt vand
Engangs/flergangs	Engangs
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	30 cm	21.2 cm	23.8 cm	5060222471106
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

