



Varenummer 1000012798



Fryserrensøring, Tana Professional NOWA frigo, 10 l, med farve, uden parfume

- ✓ Klar-til-brug
- ✓ Rensøring ved ned til -30°C
- ✓ Anvendes uden forudgående afrimning
- ✓ Effektivt mod olieholdigt eller fedtet snavs

Produktbeskrivelse

Klar-til-brug rensøringmiddel til anvendelse p alle overflader i fryserum og dybfrysere ved temperaturer ned til -30°C.

Produktet kan derfor anvendes uden forudgående afrimning af dybfrysere og fryserum og kan anvendes som rensøringmiddel p alle typer overflader som hylder, vægge, døre og gulve m.v. Produktet er effektivt mod olieholdigt eller fedtet snavs. Velegnet til alkoholresistente metal- eller plastmaterialer og overflader i kølerum, p kølediske samt keramiske fliser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fryserrensøring
Varemærke	Tana Professional
Vareserie	NOWA frigo
Features	Med farve, uden parfume
pH-værdi (konc.)	ca. 7.8
Rumindhold, netto	10 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	Anvendes koncentreret op til -31 grader, anvendes i en opløsning p 75 % op til -25 grader, anvendes i en opløsning p 50 % op til -14 grader, anvendes i en opløsning p 37,5 % op til -8 grader.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	23 cm	19 cm	29.7 cm	4031278938876
stk	10000 ml				



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet er meget brandfarligt.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet indeholder farve.



Flasken er lavet af 100 % genanvendt forbrugsplast.



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.