



Varenummer 1000012798



Fryserrensøring, Tana Professional NOWA frigo, 10 l, med farve, uden parfume

- ✓ Klar-til-brug
- ✓ Rensøring ved ned til -30°C
- ✓ Anvendes uden forudgående afrimning
- ✓ Effektivt mod olieholdigt eller fedtet snavs

Produktbeskrivelse

Klar-til-brug rensøringssmiddel til anvendelse p alle overflader i fryserum og dybfrysere ved temperaturer ned til -30°C.

Produktet kan derfor anvendes uden forudgående afrimning af dybfrysere og fryserum og kan anvendes som rensøringssmiddel p alle typer overflader som hylder, vægge, døre og gulve m.v. Produktet er effektivt mod olieholdigt eller fedtet snavs. Velegnet til alkoholresistente metal- eller plastmaterialer og overflader i kølerum, p kølediske samt keramiske fliser.



Specifikationer

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktbetegnelse | Fryserrensøring |
| Varemærke | Tana Professional |
| Vareserie | NOWA frigo |
| Features | Med farve, uden parfume |
| pH-værdi (konc.) | ca. 7.8 |
| Rumindhold, netto | 10 l |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EF) 1272/2008 |
| Doseringsinstruktioner | Anvendes koncentreret op til -31 grader, anvendes i en opløsning p 75 % op til -25 grader, anvendes i en opløsning p 50 % op til -14 grader, anvendes i en opløsning p 37,5 % op til -8 grader. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|---------|---------------|
| kll | 1 stk | 23 cm | 19 cm | 29.7 cm | 4031278938876 |
| stk | 10000 ml | | | | |



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet er meget brandfarligt.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet indeholder farve.



Flasken er lavet af 100 % genanvendt forbrugsplast.



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.