



Varenummer 1000012961

Pulsoximeter, Nonin, Onyx Vantage 9560, blå



Produktbeskrivelse

Nonin Onyx Vantage pulsoximeter er et værdifuldt værktøj i enhver situation, hvor en hurtig og nøjagtig aflæsning af iltmætning i blodet og puls-frekvens er nødvendig. Gældende for Nonin Onyx vantage 9590 er at det kan anvendes til både voksne og pædiatriske patienter på fingre, tommel-fingre eller tæer med en tykkelse på 0,8 - 25,4 mm. Anvender 2 styk AAA batterier som kan udføre ca. 6000 målinger. Gældende for Onyx 9560, er at den kan overføre målinge via Bluetooth til PC, tablet, mobiltelefon inden for 100 meters afstand. Udfører cirka 600 målinger på 2 AAA-batterier. Anvendes kun på finger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pulsoximeter
Varemærke	Nonin
Model	Onyx Vantage 9560
Farve	Blå
Længde/dybde	5.59 cm
Bredde	3.3 cm
Højde	3.23 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	17.5 cm	16.5 cm	5 cm	833166004847



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.