



Varenummer 1000012999

Fiberbandage Ag+, Exufiber, 10x10cm, steril, engangs

- ✓ Steril, nonwoven geldannende fiberbandage
- ✓ Hurtig antimikrobiel virkning mod mange bakterier
- ✓ Danner gel og giver fugtigt sårhelingsmiljø
- ✓ Høj absorption og retention mindsker risiko for lækage/maceration
- ✓ Til moderat til kraftigt væskende, klinisk inficerede sår



Produktbeskrivelse

Exufiber® Ag+ er en steril, nonwoven geldannende fiberbandage med en hurtig antimikrobiel virkning, der giver vedvarende beskyttelse mod en lang række gramnegative og grampositive bakterier. Exufiber Ag+ har in vitro vist sig at dræbe 99 procent af skimmelsvamp inden for 24 timer og kan mindske lugtgener.

Når Exufiber Ag+ kommer i kontakt med sårekssudat, forvandles det til en gel. Gelen bidrager til et fugtigt sårhelingsmiljø og forbliver hel, så den er nem at fjerne, når bandagen skiftes. Den høje absorptions- og retentionskapacitet kan reducere risikoen for lækage og maceration.

Exufiber Ag+ anvendes til behandling af moderat til kraftigt væskende sår, herunder venøse bensår, diabetiske fodsår og tryksår, der viser tegn på klinisk infektion.

Exufiber Ag+ kan anvendes i kombination med Mepilex® Border med Safetac®.

Skal fikseres med en passende sekundær bandage. Valg af bandage afhænger af eksudatniveauet.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fiberbandage Ag+
Varemærke	Exufiber
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PVA
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	60 stk	16.6 cm	19.5 cm	17 cm	7333350265557
pk	10 stk	16.2 cm	18.5 cm	3.1 cm	7333350483272
stk	1 stk				7323190150915



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt