



Varenummer 1000013063

Autoklavepose, 780x600mm, til autoklaving, uden fold**Produktbeskrivelse**

Anvendes som yderemballage til fx instrumenter under dampsterilisering. Fremstillet af plastlaminat og papir. Hver pose er forsynet med en indikator der viser om posen har været igennem en steriliseringsproces. Forsegles som autoklavetape. Kan også forsegles via svejsning på svejsemaskine. Uden læg.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Autoklavepose
Features	Til autoklaving, uden fold
Længde/dybde	780 mm
Bredde	600 mm
Tykkelse	50 micron
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes som yderemballage til fx instrumenter under dampsterilisering. Fremstillet af plastlaminat og papir. Hver pose er forsynet med en indikator der viser om posen har været igennem en steriliseringsproces. Forsegles som autoklavetape. Kan også forsegles via svejsning på svejsemaskine. Uden læg.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	250 stk	62.3 cm	29.2 cm	11.8 cm	
pk	50 stk				
stk	1 stk				