



Varenummer 1000013073

## Skumbandage, Mepilex Border Flex, 10x7,8cm, oval, m/silikonekontaktlag og silikoneklæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Med innovativ 360 graders Flex Teknologi, hvilket er med til at øge bærekomforten
- ✓ Med eksudatindikator, som indikerer det optimale tidspunkt for bandageskift
- ✓ Med Safetac® sårkontaktlag



### Produktbeskrivelse

Mepilex Border Flex er en ekstra-fleksibel og formbar alt-i-en skumbandage med Safetac silikoneklæb på både skumpuden og borderen. Den er designet til høj væske-håndteringskapacitet og kan håndtere alle typer af såreksudat. Flexibiliteten og de fremragende væskehåndteringsegenskaber kombineret gør, at bandagen kan blive siddende i længere tid. Bandagen absorberer hurtigt såreksudat, der indeholder bakterier. En unik kombination af Flex-teknologi og ekstra superabsorberende fibre hjælper med at transportere bakterierne gennem bandagens lag. Retentionslaget indkapsler bakterierne og forhindrer dem i at trænge tilbage ned i sårbunden, selv under tryk.

Er brusetæt.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Skumbandage
Varemærke	Mepilex
Vareserie	Border Flex
Features	Oval, m/silikonekontaktlag og silikoneklæb, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR-film, PUR-skum, nonwoven, bomuldsfiber, silikone
Længde/dybde	10 cm
Bredde	7.8 cm
Størrelse på sårpude	15 cm <sup>2</sup>
Steriliseringsmetode	ETO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	I tilfælde af tegn på klinisk infektion fx feber eller hvis såret eller den omkringliggende hud bliver rød, varm og hævet, skal en sundhedsperson konsulteres med henblik på passende behandling.
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	29.5 cm	19.8 cm	15.5 cm	7323190233298
pk	5 stk	16 cm	14.3 cm	2.6 cm	7323190233304
stk	1 stk				7323190233274



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt