



Varenummer 1000013132

Sårkontaktlag, Biatain Contact, 7,5x5cm, transparent, med silikoneklæber, latexfri, steril

✓ m. silikoneklæb



Produktbeskrivelse

Biatain® Contact er et sårkontaktlag med silikoneklæb på den ene side til behandling af væskende kroniske og akutte sår og til beskyttelse af ikke-væskende skrøbelig hud.

Silikoneklæben gør påsætningen nem, og det samme med skift af sekundærbandagen. Sårkontaktlaget hænger ikke fast i såret, sikrer mindre smerter for patienten samt beskytter det nye væv.

Fikseres med passende sekundær bandage.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårkontaktlag
Varemærke	Biatain
Vareserie	Contact
Sekundær farve	Transparent
Features	Med silikoneklæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PU, silikone
Længde/dybde	7.5 cm
Bredde	5 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	15.5 cm	12.5 cm	1.8 cm	5708932487405
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt