



Varenummer 1000013203

Skalpvenekanyale, B.Braun Venofix A, VenoFix, 20mm, Ø0,8mm, grøn, 21G, 30 cm slange, engangs

✓ DEHP-fri, knækbestandig, fleksibel, god justerbar egenskaber, gennemsigtig, Latex-fri, Låsefitting
Lukke lås



Produktbeskrivelse

Sikkerhedsvinget IV-nål til kortvarig infusion (op til 24 timer), injektion, transfusion og blodopsamling.

Fremstillet i høj kvalitet rustfrit stål og fleksible sammenlåsningssvinger med struktureret greboverflade. Manuelt aktiveret sikkerhedsmekanisme forhindrer nålestikkeskader.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skalpvenekanyale
Varemærke	B.Braun
Vareserie	Venofix A
Model	VenoFix
Farve	Grøn
Features	30 cm slange
Engangs/flergangs	Engangs
Størrelse på injektionssprøjtekanyale	21G
Materiale	PVC
Længde/dybde	20 mm
Diameter	0.8 mm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	14.2 cm	8.8 cm	12 cm	4022495072214
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.