



Varenummer 1000013233



Gastro

**Termoboks, ABENA Gastro,
15x14,5x7,8cm, 380 ml, hvid, XPS,
1-rums, Burgerboks med hængslet låg**

- ✓ Varmebestandig
- ✓ Isolerende



Produktbeskrivelse

Hold maden varm med denne isolerende termoboks. Boksen kan anvendes til alle fødevarer og består af separate rum, så maden ikke flyder sammen. Perfekt løsning til det industrielle køkken samt restaurations- og cateringbranchen. Termoboksen er fremstillet i ekstruderet polystyren (XPS), og det transparente materiale er ideelt til at præsentere indholdet og samtidig holde hygiejneniveauet højt.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Termoboks
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Burgerboks med hængslet låg
Materiale	XPS
Længde/dybde	15 cm
Bredde	14.5 cm
Højde	7.8 cm
Rumindhold, netto	380 ml
Antal lag	1-lags
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	89.5 cm	34 cm	55.5 cm	5703538392795
pk	125 stk				5703538392788
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast, der også kaldes PS.