



Varenummer 1000013233

ABENA Gastro

### Burgerboks, ABENA Gastro, 15x14,5x7,8cm, 1500 ml, hvid, XPS, 1-rums, med hængslet låg

- ✓ Varmebestandig
- ✓ Isolerende



#### Produktbeskrivelse

Hold maden varm med denne isolerende letvægts-hamburgerboks. Boksen kan anvendes til alle fødevarer og består af et rum. Perfekt løsning til det industrielle køkken samt restaurations- og cateringbranchen. Burgerboksen, som er fremstillet i ekstruderet polystyren (XPS), holder hygiejneniveauet højt, ligesom den holder maden frisk og sikrer mod lækage under transporten.



#### Specifikationer

Produktbetegnelse	Burgerboks
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Med hængslet låg
Materiale	XPS
Længde/dybde	15 cm
Bredde	14.5 cm
Højde	7.8 cm
Rumindhold, netto	1500 ml
Antal lag	1-lags
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må hverken anvendes i mikrobølgeovn eller almindelig ovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	-20°C - +85°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	89.5 cm	34 cm	55.5 cm	5703538392795
pk	125 stk				5703538392788
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast, der også kaldes PS.



Produktet er frysesikkert.