

Varenummer 1000013246



Låg, Curas, Ø23,1cm, til 3l skål, engangs



## Produktbeskrivelse

Engangs låg, som passer til 3 liter skål. Låget anvendes hvis skålen skal transporteres æstetisk fra patient til skyllerum når der ikke er anvendt en overtrækspose.



## Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Varemærke	Curas
Features	Til 3l skål
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Pap
Diameter	23.1 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	700 stk	34.1 cm	31.2 cm	31.4 cm	5051400081323
pk	100 stk	24.2 cm	24 cm	6.4 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.