



Varenummer 1000013252



## Skål, Curas Hygiene Pulp, 3l, engangs

✓ 100% genbrugspapir



### Produktbeskrivelse

Rund skål på 3 liter, som er udformet med en stabil og glat kant, der sikrer et rigtigt godt greb. Kan anvendes i forbindelse med personlig hygiejne. Hvis der er behov for at tilføje sæbe i vandet, skal skålen bruges med overtrækspose. Skålen kan anvendes som bækken i de fleste bækkenstole, hvor den placeres ovenpå sædet af bækkenstolen. Skålen har en tydelig læsbar ml skala. Kan anvendes i forbindelse med opkast, hvor den stabile kant og udskæring gør at den er let at håndtere. Kan med fordel bruges sammen med overtræksposen str.L, hvis der er behov for væsketæthed ud over 4 timer, eller hvis der er tilsættes sæbe til vandet. Brug evt. SAP brev eller indlæg for optimal hygiejnisk løsning. I kassen medfølger 5 låg.



### Specifikationer

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse                | Skål   |
| Varemærke                        | Curas  |
| Vareserie                        | Hygiene Pulp   |
| Features                         | 3l   |
| Engangs/flergangs                | Engangs  |
| Materiale                        | Pulp   |
| Rumindhold, brutto               | 3 l  |
| Steriliseringsmetode             | ETO  |
| Certifikater                     | CE. MD.  |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I   |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745  |
| Holdbarhed                       | 8 år   |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| kll   | 120 stk    | 78.5 cm | 32.2 cm | 31.8 cm | 45051400080324 |
| pk    | 40 stk     | 29.7 cm | 29.7 cm | 32 cm   | 35051400080327 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |                |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.