



Varenummer 1000013305

Sprøjte, Chirana, 20 ml, transparent, luer-lock, centreret, 3 komponent, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Chirana 3-delt engangssprøjte med Luer-Lock er gennemsigtig med en let aflæselig måleskala. Samtidig er sprøjten også ergonomisk udformet. Produktet er lavet af polypropylen, polyethylen og syntetisk gummi. Desuden er den fri for pyrogen, latex, ftalater og PVC.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	Chirana
Sekundær farve	Transparent
Features	Luer-lock, centreret, 3 komponent, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Rumindhold, brutto	20 ml
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	800 stk	62 cm	47.5 cm	34.5 cm	
pk	50 stk	23 cm	15 cm	16 cm	8586006519194
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt