



Varenummer 1000013309

Sprøjte, Chirana, transparent, 50/60 ml, med lige kateterspids og løs luer, centreret, 3 komponent, steril, engangs

✓ Med kateterspids



Produktbeskrivelse

Chirana 3-delt engangssprøjte med kateterspids til irrigation er gennemsigtig med en let aflæselig måleskala. Samtidig er sprøjten også ergonomisk udformet. Produktet er lavet af polypropylen og syntetisk gummi. Desuden er den fri for pyrogen, latex, ftalater og PVC.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	Chirana
Sekundær farve	Transparent
Features	50/60 ml, med lige kateterspids og løs luer, centreret, 3 komponent, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	39.8 cm	30 cm	29 cm	8586015045288
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

Produktet er sterilt

STERILE