



Varenummer 1000013316

Kanyle, Medoject, 40mm, Ø1,2mm, pink,
18G, 18G x 1 1/2", 1,20x40mm, steril,
engangs



Produktbeskrivelse

Kanyle til injektion. Kanylen er lavet af polypropylen og rustfrit stål. Desuden er den fri for pyrogen, latex, ftalater og PVC.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyle
Varemærke	Medoject
Sekundær farve	Pink
Features	18G x 1 1/2", 1,20x40mm, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	18G
Længde/dybde	40 mm
Diameter	1.2 mm
Certifikater	CE.
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	40 pk	45.7 cm	41.8 cm	21.2 cm	48586015040823
pk	100 stk	11.8 cm	8.2 cm	9.2 cm	08586015040825



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til
engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt