



Varenummer 1000013324

Fikseringstape, Leukoplast Skin Sensitive, 2,6m x 2,5cm, hvid, med silikoneklæber, usteril

- ✓ Forebygger hudstripping og skin tear
- ✓ Kan genappliveres flere gange uden skade på huden eller tab af klæbeevne
- ✓ Kan rives på tværs
- ✓ Høj patientkomfort
- ✓ Røntgengennemtrængelig
- ✓ Åndbar
- ✓ Kan skrives på
- ✓ Efterlader ikke klæberester
- ✓ Antimikrobiel spole og kliklåg - Reducerer risikoen for krydskontamination.



Produktbeskrivelse

Sikker fiksering af sårbandager og supplerende fiksering af slanger, dræn mm. Udviklet til meget følsom, ødelagt og skrøbelig hud, som ofte ses ved ældre, børn, diabetikere eller patienter med skadet hud.

Fiksering med silikoneklæb, herunder Leukoplast Skin Sensitive, må kun anvendes som supplerende fiksering af I.V. slanger og dræn. Leukoplast Skin Sensitive må ikke anvendes på præmature i kuvøse.

Kan fjernes atraumatisk, forebygger skin tear, kan rives på tværs, røntgengennemtrængelig, efterlader ikke klæberester, kan skrives på, kan genappliceres flere gange uden skade på huden eller tab af klæbeevne samt antimikrobiel spole og kliklåg.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringstape
Varemærke	Leukoplast
Vareserie	Skin Sensitive
Farve	Hvid
Features	Med silikoneklæber, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Acetat, silikone
Længde/dybde	2.6 m
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes på præmature i kuvøse.
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	120 stk	21 cm	20.8 cm	27 cm	4042809652277
pk	12 stk	19.6 cm	10 cm	5 cm	4042809652260
stk	1 stk				42079279



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.