



Leukoplast® Fixomull® skin sensitive

Leukoplast®

Sårbehandling i de bedste hænder

Leukoplast® Fixomull® skin sensitive

Blød non-woven fiksering med silikoneklæb

Blød non-woven fiksering med silikoneklæb i fire bredder til sikker fiksering af sårbandager på følsom, skrøbelig og skadet hud. Til supplerende fiksering af I.V., slanger og dræn.

Indikationer

Sikker fiksering af sårbandager og supplerende fiksering af I.V., slanger og dræn. Udviklet til meget følsom, ødelagt og skrøbelig hud, som ofte ses hos ældre, børn, diabetikere eller patienter med skadet hud.

Kontraindikationer

Fiksering med silikoneklæb, herunder Leukoplast® Fixomull® skin sensitive, må kun anvendes som supplerende fiksering af I.V., slanger og dræn.

Leukoplast® Fixomull® skin sensitive må ikke anvendes på præmature i kuvøse.

Egenskaber

- Non-woven materiale, der føles blødt mod huden
- Forebygger hudstripping og skin tear
- Kan fjernes atraumatisk
- Kan genappliceres flere gange uden skade på huden eller tab af klæbeevne
- Tilpasser sig kroppens konturer og giver høj patientkomfort
- Røntgengennemtrængelig
- Åndbar (MVTR >300g/m²/24h)
- Efterlader ikke klæberester
- Lang holdbarhed (5 år)

Indhold

Silikoneklæb på non-woven materiale på rulle.

Kan anvendes med

Cutimed® Siltec, Cutimed® Sorbion, Cutisoft® kompresser m.fl.



Leukoplast® Fixomull® skin sensitive			
Varenr	Størrelse	Antal stk /æske	Antal stk /TRP
79965-00001	5 cm x 5 m	1	24
79965-00002	10 cm x 5 m	1	12
79965-00003	15 cm x 5 m	1	12
79965-00004	10 cm x 2 m	1	12