



Varenummer 1000013478

Afinion 2 analyseapparat, til CRP, HbA1c, Lipid, ACR point of care test



Produktbeskrivelse

Afinion™ 2 Analyser gør det hurtigt og nemt at teste kvantitative bestemmelser for HbA1c, lipidpanel, ACR og CRP. Analyseapparatet er beregnet til enkel og hurtig prøvetagning, uanset prøvetypen som kan være fuldblod, plasma eller urin. Afinion™ 2 Analyser eliminerer fejlagtige resultater ved brug af integrerede fejlregistrerings- og selvtestsystemer.

Derfor er ingen yderligere kalibrering nødvendig.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Afinion 2 analyseapparat
Features	Til CRP, HbA1c, Lipid, ACR point of care test
Længde/dybde	328 mm
Bredde	200 mm
Højde	186 mm
Vægt, netto	3.5 kg
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	45 cm	31 cm	29 cm	7070060014487
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.