



Varenummer 1000013480

Control Lipid Panel, Afinion, kølevare, BEMÆRK kontrolvæske til Lipid



## Produktbeskrivelse

Kontrolvæske til Afinion Lipid Panel.



## Specifikationer

Produktbetegnelse	Control Lipid Panel
Features	Afinion, kølevare, BEMÆRK kontrolvæske til Lipid
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse B
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	+2° C til +8° C, dog valideret til 72 timer uden køl under transport.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1 stk	12 cm	8.2 cm	4.5 cm	
stk	1 stk				7070060014036



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares køligt.