



Varenummer 1000013481

Lipid Panel test, Afinion, kølevare



Produktbeskrivelse

Alere Afinion™ Lipid Panel Test. Til Alere Afinion Analyseapparat.

Alere Afinion™ Lipid Panel er en in vitro diagnostisk test for kvantitativ bestemmelse af total kolesterol (Chol), højdensitetslipoprotein (HDL) kolesterol og triglycerider (Trig) i fuldblod, serum og plasma.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lipid Panel test
Features	Afinion, kølevare
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance	2-8 grader

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	15 stk	24 cm	9.5 cm	9.5 cm	7070060014074
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.