



Varenummer 1000013483

ACR test, Afinion, kølevare



Produktbeskrivelse

Alere Afinion™ ACR test. Til brug i Afinion multianalyseinstrument.

Test til kvantitativ påvisning af albumin, creatinin og albumin/creatinin-ratio (ACR) i human urin.

Anvendes til tidlig identificering af nyresygdom hos patienter med diabetes og/eller hypertension.

Opbevar testkittet i køleskab (2-8 °C) indtil udløbsdatoen eller ved stuetemperatur (15-25 °C) i højst 3 dage.

Specifikationer

Produktbetegnelse	ACR test
Features	Afinion, kølevare
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	39 cm	39 cm	26 cm	
pk	15 stk	26 cm	0.7 cm	10 cm	7070060013817
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.