



Varenummer 1000013485

HbA1C test, Afinion, kølevare



Produktbeskrivelse

Afinion HbA1c testkassetter. Til Afinion Analyseinstrument.

Afinion HbA1c test til kvantitativ påvisning af glykeret hæmoglobin (HbA1c) i humant blod, der anvendes til at monitorere metabolisk kontrol hos patienter med diabetes. Er en hjælp ved diagnostisering af diabetes og indentifikation af patienter, der kan have risiko for at udvikle diabetes. Opbevar testkittet i køleskabet (2-8 C) indtil udløbsdatoen eller ved stuetemperatur (15-25 C) i højst 90 dage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	HbA1C test
Features	Afinion, kølevare
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	+2° C til +8° C, dog valideret til 72 timer uden køl under transport.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	39 cm	39 cm	26 cm	
pk	15 stk	27 cm	0.9 cm	11 cm	7070060013978
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares køligt.