



Varenummer 1000013486

CRP test, Afinion, kølevare, engangs



Produktbeskrivelse

Afinion CRP er en hurtig test til kvantitativ påvisning af C-reaktivt protein (CRP) i humant blod. CRP-måling er nyttigt ved diagnosticering og monitorering af infektioner og ikke infektiøse inflammatoriske sygdomme. Opbevar testkittet i køleskabet (2-8 C) indtil udløbsdatoen eller ved stuetemperatur (15-25C) i højst 4 uger.



Specifikationer

Produktbetegnelse	CRP test
Features	Afinion, kølevare
Engangs/flergangs	Engangs
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	+2° C til +8° C, dog valideret til 72 timer uden køl under transport.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	39 cm	39 cm	26 cm	
pk	15 stk	26 cm	0.7 cm	10 cm	7070060014524
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares køligt.