



Produktdatablad

CRP diagnostisk testsæt

Varenummer: 1000013486



Varedeklaration

15 stk = 1 pakke. 20 pakker = 1 kolli. Produktbetegnelse: CRP test. Features: Afinion, kølevare. Engangs/flergangs: engangs. Certifikater: CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): Generel. Direktiver, lovgivning og regler: IVD Direktivet 98/79/EC.

Produktbeskrivelse: Afinion CRP er en hurtig test til kvantitativ påvisning af C-reaktivt protein (CRP) i humant blod. CRP-måling er nyttigt ved diagnosticering og monitorering af infektioner og ikke infektiøse inflammatoriske sygdomme. Opbevar testkittet i køleskabet (2-8 C) indtil udløbsdatoen eller ved stuetemperatur (15-25C) i højst 4 uger. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.