



Varenummer 1000013547

## Skalpvenekanyale, B.Braun Venofix A, 15mm, Ø0,5mm, orange, 25G, 30 cm slange, engangs

✓ DEHP-fri, knækbestandig, fleksibel, god justerbar egenskaber, gennemsigtig, Latex-fri, Låsefitting  
Lukke lås



### Produktbeskrivelse

Sikkerhedsvinget IV-nål til kortvarig infusion (op til 24 timer), injektion, transfusion og blodopsamling.

Fremstillet i høj kvalitet rustfrit stål og fleksible sammenlåsningssvinger med struktureret greboverflade. Manuelt aktiveret sikkerhedsmekanisme forhindrer nålestikkeskader.

### Specifikationer

|                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                     | Skalpvenekanyale                                                                         |
| Varemærke                             | B.Braun                                                                                  |
| Vareserie                             | Venofix A                                                                                |
| Farve                                 | Orange                                                                                   |
| Features                              | 30 cm slange                                                                             |
| Engangs/flergangs                     | Engangs                                                                                  |
| Størrelse på injektionssprøjtekanyale | 25G                                                                                      |
| Materiale                             | PVC                                                                                      |
| Længde/dybde                          | 15 mm                                                                                    |
| Diameter                              | 0.5 mm                                                                                   |
| Certifikater                          | CE                                                                                       |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)          | Klasse IIa                                                                               |
| Direktiver, lovgivning og regler      | 93/42/EEC                                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner              | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                             |
| Bortskaffelse af produkt              | Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding. |
| Bortskaffelse af emballage            | Kan genbruges eller forbrændes.                                                          |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| kll   | 200 stk    | 0 cm   | 0 cm   | 0 cm  |     |
| pk    | 50 stk     | 0 cm   | 0 cm   | 0 cm  |     |
| stk   | 1 stk      |        |        |       |     |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.