



Produktdatablad

Hånddesinfektion, skum, Purell, 1200 ml, 70% ethanol, refill til LTX dispenser, uden farve og parfum

Varenummer: 1000013550



Varedeklaration

Forpakning: 2 Stk pr. Kolli, 216 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Hånddesinfektion, skum

Varemærke: Purell

Holdbarhed: 36 måneder

Holdbarhed, åbnet: 12 måneder

Produktbeskrivelse: En banebrydende skumformel, der har vist, at den bidrager til at bevare hudens sundhed*. Beriget med hudplejeingredienser, som hjælper med at bevare hudens fugtniveau og forbedrer hudens velvære. Dræber 99,99% af de mest almindelige bakterier, som kan være skadelige.

Brugsanvisning: Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgrides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Produktet er brandfarlig, så bør holdes væk fra antændelseskilder.

Ingredienser/sammensætning:

Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Features: 70% ethanol, refill til LTX dispenser, uden farve og parfume

pH-værdi (konc.): pH 6-9

Rumindhold, netto: 1200ml

Produkt- eller teststandarder: EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 13624, EN 13727, EN 14476, EN 1500, EN 1650