


Varenummer 1000013609



Låg, Diversey TASKI, Swingo, rød, plast,
Låg til aftapningslange.

Produktbeskrivelse

Låg til Swingo aftapningslange. Passer til alle Swingo maskiner

Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Swingo
Farve	Rød
Features	Låg til aftapningslange.
Materiale	Plast

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	5.8 cm	5.8 cm	2.5 cm	7615400543212