



Varenummer 1000013628

Reservedelskit, Littmann, Classic II, sort, SE pædiatrisk



Produktbeskrivelse

Reservedelskit indeholder membran, gummiring samt ørepropper. passer til både: Classic III, cardiolog VI og Core

Specifikationer

Produktbetegnelse	Reservedelskit
Varemærke	Littmann
Model	Classic II
Farve	Sort
Features	SE pædiatrisk
Certifikater	CE
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	22 cm	21 cm	11 cm	50707387772999
stk	1 stk				707387772994



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.