



Varenummer 1000013698



SAP granulat, Curas, granulat

- ✓ Absorberer væske og omdanner væske til en gele-agtig substans. Ideel til at undgå spild og stænk



Produktbeskrivelse

SAP (Super Absorberebde Polymer) granulat i løs vægt med mulighed for at dosere direkte fra beholder. Absorberer væske og omdanner væske til en gele-agtig substans. Indkapsler amoniaklugten fra urin. Ideel til at undgå spild og stænk i forbindelse med hygiejnisk bortskaffelse af Curas produkter.



Specifikationer

Produktbetegnelse	SAP granulat
Varemærke	Curas
Features	Granulat
Materiale	SAP
Længde/dybde	8.2 cm
Bredde	8.5 cm
Højde	23 cm
Vægt, netto	750 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 9001
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5år
Holdbarhed, åbnet	6 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	36 cm	26.5 cm	25.9 cm	45051400081017
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.