



Varenummer 1000013702



## Tømmepose, Curas, 22,5x21cm, 2 l, NRV, singlepak

✓ Tømmeposen indeholder SAP ( Super Absorberende Polymer) som absorberer væske og omdanner den til en geleagtig substans.



### Produktbeskrivelse

Kateterposen anvendes som en tømmepose til urinposer eller drænposer. Alternativt kan den påsættes f.eks en sengepose, så man undgår at tømme sengeposen i løbet af natten, hvis der produceres meget urin. Tømmeposen har en cross-hanger funktion, som sikrer, at den sidder tæt og stabilt på den pose den tilkøbes. Den passer på de fleste krydsventiler. Tømmeposen indeholder SAP ( Super Absorberende Polymer) som absorberer væske og omdanner den til en geleagtig substans. Posen skal således ikke tømmes, men kan bortskaffes som almindeligt affald uden risiko for stænk og spild.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Tømmepose
Varemærke	Curas
Ventiltype	NRV
Features	Singlepak
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, PVC, SAP
Længde/dybde	22.5 cm
Bredde	21 cm
Rumindhold, brutto	2 l
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 13485, ISO 9001
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	45.7 cm	28.1 cm	45.5 cm	45051400204607
pk	25 stk	23.5 cm	22 cm	13.4 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.