

Varenummer 1000013708

## Engangskateter, LoFric Elle, nelaton, CH 12, 10cm



### Produktbeskrivelse

LoFric Elle er et hydrofilt klar til brug engangskateter til kvinder. Det er designet til at være ergonomisk og brugervenligt og med vinklet håndtag for bedre greb og en høj hygiejne, da kateteret ikke skal berøres.



STERILE

### Specifikationer

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse                | Engangskateter   |
| Varemærke                        | LoFric   |
| Vareserie                        | Elle   |
| Spidstype                        | Nelaton  |
| Størrelse                        | CH 12  |
| Engangs/flergangs                | Engangs  |
| Materiale                        | POBE, PVP  |
| Længde/dybde                     | 10 cm  |
| Steriliseringsmetode             | EO   |
| Certifikater                     | CE. MD. Svanemærket.   |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse Is  |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745  |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.  |

### Brugsanvisning

Sørg for at brugeren har fået tilstrækkelig oplæring i at udføre kateterisering. Begynd med at vaske hænderne med vand og sæbe. Dette er et sterilt engangsprodukt. Efter brug vil belægningen nedbrydes, og det er ikke længere sterilt.

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde  | EAN           |
|-------|------------|--------|---------|--------|---------------|
| kll   | 60 stk     | 29 cm  | 17.5 cm | 4.6 cm | 7333387024172 |
| pk    | 30 stk     | 17 cm  | 14 cm   | 4.2 cm | 7333387024189 |
| stk   | 1 stk      |        |         |        |               |



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er sterilt