



Varenummer 1000013710

Hydrogel, Suprasorb G, 6,5x5cm, kompres, enkeltvis pakket, latexfri, steril

- ✓ Lindrer smerter
- ✓ Føles behageligt pga. kølende virkning
- ✓ Atraumatisk og smertefri skift af bandage



Produktbeskrivelse

Suprasorb G gelkompres anvendes ved overfladenekrotiske sår, ved overflade 1. og 2. grads forbrændinger og ved overfladesår med lettere eksudation. Anvendes til ikke eller ringe væskende sår af alle sårtyper, hvor man ønsker, at tilføre fugt. Gelen er lagt på meche af polyurethan-bærefolie for at holde gelen på plads. Skal fikseres med tape eller fikseringsbind.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrogel
Varemærke	Suprasorb
Vareserie	G
Features	Kompres, enkeltvis pakket, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, polyaculatklæbemasse, hydrogelfilm, PE-film
Længde/dybde	6.5 cm
Bredde	5 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	5 stk	15 cm	11.5 cm	1 cm	4056649031840
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.