



Produktdatablad

Afspændingsmiddel til doseringsanlæg, 20 ltr.

Varenummer: 1000013724



Varedeklaration

Forpakning: 1 Stk pr. Kolli, 12 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Afspænding. Varemærke: ABENA. Vareserie: Puri-Line. Features: uden farve og parfume. pH-værdi (konc.): 4.5. Vægt, netto: 20 kg. Rumindhold, netto: 20 l. Certifikater: Svanemærket.

Direktiver, lovgivning og regler: (EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004. Faresætninger: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Produktbeskrivelse: Lavtskummende afspændingsmiddel, der nedsætter vandets overfladespænding og forhindrer dråbedannelse. Kan anvendes ved alle vandhårdheder. Velegnet til alle typer opvaskemaskiner. . Brugsanvisning: Afspænding tilsluttes opvaskemaskinens doseringsudstyr eller doseres manuelt i beholderen til afspændingsmiddel på mindre opvaskemaskiner. Bortskaffelse af produkt: Emballage skylles før sortering. Sorteres som hård plast. Doseringsinstruktioner: 0,1 gr./l. Justering bør foretages af leverandøren. Fyld maskinen op hver gang du vasker. Følg doseringsanvisningen. Vask ved lavest mulige temperaturer, der sikrer et hygiejnisk resultat.