



Varenummer 1000013752

Kontrolvæske, 15 ml, til Combiscreen teststrimler, Kølevare



Produktbeskrivelse

Kontrolvæske, klar til brug. Kontrollen bruges på samme måde som du tester en patientprøve. Designet til brug med visuelle Combiscreen teststrimler og Urilyzer urinanalyseapparat. Kølevare opbevares ved 2-8°C.

1 sæt = 2 kontrolvæsker af 15 ml.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kontrolvæske
Features	Til Combiscreen teststrimler, Kølevare
Længde/dybde	6 cm
Bredde	6 cm
Højde	16 cm
Vægt, brutto	100 g
Rumindhold, brutto	15 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	20 måneder
Holdbarhed, åbnet	75 dage
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	2-8°C

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	2 stk	6 cm	6 cm	16 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares
køligt.