

Varenummer 1000013754

Printerpapir, hvid, på rulle, til
Urilyzer 100 og Urilyzer 100 pro
urinanalyseapparat



Produktbeskrivelse

Printerpapir til Urilyzer 100 og Urilyzer 100 pro urinanalyseapparat

Specifikationer

Produktbetegnelse	Printerpapir
Farve	Hvid
Features	På rulle, til Urilyzer 100 og Urilyzer 100 pro urinanalyseapparat
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	20 stk	23 cm	9.5 cm	13 cm	8023279356748



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.