



Varenummer 1000013762

## Handskestativ, 270x103mm, rustfrit stål, til 1 æske

- ✓ Praktisk dispenser
- ✓ Passer til både handske- og ansigtsservietter

### Produktbeskrivelse

Handskestativ af rustfrit stål. Til 1 æske.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Handskestativ
Features	Til 1 æske
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	270 mm
Bredde	103 mm
Vægt, netto	166 g
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	48 stk	73.4 cm	39.6 cm	24.7 cm	5703538426841
stk	1 stk				5703538426834