



Produktdatablad

Handskestativ, rustfrit stål, til 1 æske

Varenummer: 1000013762



Varedeklaration

Forpakning: 48 Stk pr. Kolli, 20 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Handskestativ. Materiale: rustfrit stål. Ingrediensliste: AISI 304/EN4301. Features: til 1 æske. Engangs/flergangs: flergangs. Vægt, netto: 166 g. Længde/dybde: 270 mm. Bredde: 103 mm. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Handskestativ af rustfrit stål. Til 1 æske.