



Varenummer 1000013798

vileda
PROFESSIONAL

Inventarspand, Vileda Supermop, 41x60x50cm,
10 l, grå, rPP/PP, med hank og udvrider

Produktbeskrivelse

Supermop spand formet i oval, med udvrider fra Vileda.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Inventarspand
Varemærke	Vileda
Vareserie	Supermop
Farve	Grå
Features	Med hank og udvrider
Materiale	PP, rPP
Længde/dybde	41 cm
Bredde	60 cm
Højde	50 cm
Rumindhold, brutto	10 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	59 cm	40 cm	49 cm	4023103215764
stk	1 stk				4023103215771