



Produktdatablad

Affaldsposestativ, krængningspose, med fodbetjent låg, 52 x 56 x 101 cm.

Varenummer: 1000013824



Varedeklaration

Forpakning: 1 stk pr. kolli. 1 stk pr. palle. 1 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Affaldsstativ. Farve: hvid. Materiale: pulverlakeret stål. Features: med pedal og plast låg. Længde/dybde: 52 cm. Bredde: 56 cm. Højde: 101 cm. Rumindhold, brutto: 100 l. Affaldstype: tung. Volumen af rum: 100 l. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Stativet anvendes med sække og lågposer. Ved tryk på pedalstangen vipper stativet fremad og affald kan smides i sækken. Låget løftes ikke. Dette betyder at brugeren kan benytte stativet uden berøring. Tilhørende varer: 100164, 100197, 1999918789, 1000013782, 1000013783, 1000013789, 1999900270, 8669, 100165