



Varenummer 1000013922

Reservedel Rheostat, sort, til Welch Allyn 3,5 V Lithium Ion genopladeligt håndtag.

Produktbeskrivelse

Rheostat reservedel til Welch Allyn 3,5 V Lithium Ion genopladeligt håndtag.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Reservedel Rheostat
Farve	Sort
Features	Til Welch Allyn 3,5 V Lithium Ion genopladeligt håndtag.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	11 cm	9 cm	3 cm	732094074079