

Varenummer 1000013941

**Troponin T Sensitive test, kølevare,
Roche Cobas****Produktbeskrivelse**

Kvalitativ immunologisk test til specifik påvisning af kardialt troponin T i hepariniseret eller EDTA-veneblood.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Troponin T Sensitive test, kølevare
Varemærke	Roche
Vareserie	Cobas
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse B
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	20 måneder
Temperatur Tolerance	+2° C til +8° C, dog valideret til 120 timer uden køl under transport.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	17.8 cm	8 cm	8 cm	4015630002474
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.