



Varenummer 1000017161



Herrebind, ABENA Man Premium, Formula 0, grå, turkis farvekode, med silikonepapir

- ✓ 100 % åndbarhed giver sund hud og optimal komfort
- ✓ Top-Dry-system sørger for tør overflade, hvilket beskytter huden
- ✓ Effektiv kerneteknologi giver hurtig absorption
- ✓ T-formen giver en bedre pasform



Produktbeskrivelse

ABENA Man Premium er vores produktserie designet specielt til at give mandlige brugere diskret sikkerhed ved let til moderate inkontinens. Det T-formede bind er designet til den mandlige anatomi og har en fremragende pasform, der tillader fri bevægelighed. Perforering i øverste lag og Top-Dry System spreder væsken hurtigt og sørger for en tør overflade. ABENA Man har unikke lommeformede opretstående barrierer i siderne, som giver ekstra beskyttelse. Odor-systemet minimerer risikoen for ubehagelige lugtgener. De dermatologisk testede produkter bærer Svanemærket og er lavet af FSC-certificerede materialer.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Herrebind
Varemærke	ABENA
Vareserie	Man Premium
Størrelse	Formula 0
Farve	Grå
Features	Turkis farvekode, med silikonepapir
Materiale	ECF fluff, PE, åndbar bagfolie, nonwoven, PP, resin, SAP
Længde/dybde	226 mm
Bredde	190 mm
Tolerance	+/- 10%
Absorptionsevne	250 ml
Køn	Mand
Inkontinensgrad	Let
Certifikater	CE. Svanemærket. MD. FSC Mix Pulp.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1, ISO 14001, ISO 9001, ISO 13485
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anatomisk formet bind til let til moderat inkontinens hos mænd. Nem fiksering i tætsiddende undertøj ved hjælp af klæbestrimmel. Produktgenkendelse ved hjælp af farvekoder, navne og nummereringssystem.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	16 pk	40 cm	38 cm	33 cm	5703538382239
pk	15 stk	23 cm	9 cm	15 cm	5703538382222



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



FSC® (Forest Stewardship Council) er en international ikke-statslig organisation, som er dedikeret til at fremme ansvarlig skovforvaltning på verdensplan. FSC®-certificerede produkter er fremstillet af råvarer fra velforvaltede skove og ansvarlige kilder. Mærkets sporbarhed og integritet opretholdes gennem strenge kontrolforanstaltninger, og når du vælger FSC®-certificerede produkter, hjælper du med at passe på skovene og de mennesker og dyr, der bor i dem. Se www.fsc.org for yderligere oplysninger.



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.



Dermatologisk testet-symbolet garanterer, at produktet er testet for potentielle hudirritationer af et uafhængigt tredjepartslaboratorium.



Unik Top-Dry system, som sikrer hurtig absorption og efterlader en tør overflade i brug – også ved gentagne vandladninger.



Produktet er produceret med unikke lækagebarrierer.



ABENAs produkter er produceret med Odor System, som sikrer mod lugtgener fra produktet.



Dråbesystem, som viser produktets sugeevne. Jo flere dråber jo højere sugeevne. Produkterne kan have fra 1-9 dråber.



Produktet indeholder ikke latex.

