



Herrebind, Abena Man, Formula 0

1000017161



Anvendelsesområde: Abena Man Formula 0 er et herrebind til let urininkontinens. Det er specielt designet til den mandlige anatomi. Produktets unikke design giver diskretion.

Ønskes fiksering til produktet, anbefaler vi vores Abri-Fix sortiment. Den fleksible fiksering med fikseringsbuks giver helt korrekt påsætning, optimal effekt samt tryghed og komfort.

Kvalitet:

- ✓ Lækagesikkerheden er stor under brug idet Abena Man Formula 0 er udviklet med en længdegående lommeformet lækagebarriere i begge sider.
- ✓ Bagsiden er forsynet med klæbestrimmel, så den let kan fikseres i trussen.
- ✓ Produktet føles tørt mod huden pga. vores Top Dry-system, som dækker hele sugekernen.
- ✓ Bagsidefolien er åndbar, hvilket gør produktet mindre varmt og dermed mere komfortabelt.
- ✓ Materialet er diskret, lydløst, hudvenligt og blødt, hvilket bevirker at det er behageligt mod huden.
- ✓ Produktet er forsynet med et effektivt odour-system som minimerer risikoen for ubehagelige lugtgener.
- ✓ Kernekonstruktionen sikrer effektiv fordeling af urinen i bleen, uden at produktet klumper sig sammen.
- ✓ Indeholder ikke parfume, duftstoffer, hudcreme eller lotion.
- ✓ Svanemærket. Er det nordiske miljømærke som viser, at der tages særligt hensyn til miljø, klima, kvalitet og sundhed fra bearbejdelse af råvarer til produktion, anvendelse og afskaffelse af det færdige produkt.
- ✓ Dermatologisk testet. Sikrer at bleen ikke giver hudirritation, eksem eller allergi.
- ✓ FSC®-mærket. Garanterer at papirmassen i bleen kommer fra bæredygtigt skovbrug, hvor der plantes flere træer end der fældes.

Farve: Hvid.

Farvekode: Turkis.

Bortskaffelse af vare: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Forbrændes/genbruges.



Herrebind, Abena Man, Formula 0

1000017161

Indhold:

<u>Kerne:</u>	(FLUFF)100 % cellulose fluff = Papirmasse (ECF klorinfri) + (SAP) superabsorbent = gennemtrængelig polyacrylat + lim.
<u>Mellemlag:</u>	Top Dry, hvid, non-woven.
<u>Overflade:</u>	PP non-woven, permanent hydrofil.
<u>Barriere:</u>	Hydrofobisk (vandafvisende) non-woven.
<u>Elastik:</u>	Elastan, latexfri.
<u>Bagside:</u>	Åndbart tekstil.
<u>Lim:</u>	Hotmelt lim mellem lagene. Er baseret på harpiks og voks (ftalatfri).
<u>Kode:</u>	LOT-nr. er printet med blæk på produkt og pose (blækket indeholder ikke tungmetaller).

Produkt tolerance: +/-10 %

Produktnavn	Produkt	Sugeevne jf. Rothwell	Lækagesikrings- type	Forpakning
				Pakke/ Karton/ Palle
				Min salg=1 kolli
Abena Man Formula 0	Produktmål: 224x190/81 mm Inkontinensgrad: Let Vægt 13 g	250 ml	Side: Stående barrierer.	15 stk. = 1 pakke 16 pakker = 1 kolli 18 kolli = 1 palle

Serien: Abena Man Formula fås i 3 sugeevner, som dækker let og middel inkontinens. De er forsynet med et logisk talsystem som gør det let at skelne mellem de forskellige størrelser og sugeevner. Vejledning til brug af produktet samt produkttype/størrelse og sugeevne fremgår af tekst/illustration på silikonepapiret, som dækker klæbestrimlen. Information om anvendelse af produktet findes på pose. Tekst på produkt og emballage er på dansk.

Abena Produktion A/S er certificeret i henhold til ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2008, BRC CP, IFS HPC og GMP. Produkterne er CE-mærkede jf. kravene i direktiv MDD 93/42 EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr klasse 1. Sikring af at produkterne lever op til miljømæssige krav ivaretages gennem ISO 14001:2015. Abena har specifikke miljømål og leverer hvert år et grønt regnskab. Det grønne regnskab indeholder en opgørelse over virksomhedens ressourceforbrug samt affaldsproduktion. Såfremt produktet har yderligere certificeringer/godkendelser fremgår det af produktdatabladet.