



Varenummer 1000018106



Bækkenstolspose, ABENA Inco Bag, hvid, med absorberende indlæg, 39x 51,5 cm

- ✓ Enkeltpakket for nem håndtering
- ✓ Lækageresistent pose
- ✓ Reducerer risikoen for forurening af bækken
- ✓ Hurtig absorption og lugtkontrol



Produktbeskrivelse

ABENA Commode Liner er en lækageresistent pose med praktisk snøreluk og et superabsorberende indlæg designet til indsamling, transport og bortskaffelse af urin og afføring. Posen er designet til at passe omkring et standardbækken til bækkenstol. ABENA Commode Liner absorberer hurtigt kroppens væsker på en ren og hygiejnisk måde. Indlægget absorberer op til 660 ml væske ved at indkapsle det som gel, hvilket reducerer risikoen betydeligt for forurening af bækken samt stænk og lugte. Posen er let at lukke med den indbyggede snøre og kan bortskaffes som restaffald. Samtidig er poserne pakket enkeltvis, hvilket er med til at sikre en nem og hygiejnisk håndtering. Vores Commode Liner er en enkelt, praktisk og hygiejnisk løsning for både brugere og plejere, som oven i købet sikrer, at der spares både tid og penge.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Bækkenstolspose
Varemærke	ABENA
Vareserie	Inco Bag
Farve	Hvid
Features	Med absorberende indlæg, 39x 51,5 cm
Materiale	LDPE, SAP
Længde/dybde	515 mm
Bredde	390 mm
Absorptionsevne	660 ml
Certifikater	CE, MD, UKCA.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Tag en pose fra æsken og beklæd bækkenet i toiletstolen. Juster det absorberende indlæg så det ligger fladt i bunden af bækkenet. Efter endt brug, lukkes posen med den indbyggede strop. Posen og indhold kan deponeres med almindeligt husholdningsaffald. Posen er tilpasset alle standard bækken til toiletstole.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	18 boks	53 cm	45.5 cm	30.5 cm	5703538500329
boks	20 stk				5703538500312



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Lugtkontrol er en vigtig faktor for at sikre brugeren diskretion. ABENAs inkontinensprodukter er designet og udviklet til at holde lugten fra produktet på et absolut minimum.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet har en hurtig absorption.

