



Varenummer 1000018308

ABENA® Classic

Lagen, ABENA Classic, 200x90x20cm, hvid, PP

- ✓ Væskeafvisende
- ✓ Blød og komfortabel
- ✓ Minimere krydskontaminering
- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Pladsbesparende

Produktbeskrivelse

Engangslagen med elastik i væskeafvisende materiale. Anvendes som beskyttelse af madrassen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lagen
Varemærke	ABENA
Vareserie	Classic
Farve	Hvid
Features	Med elastik
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PP
Længde/dybde	200 cm
Bredde	90 cm
Højde	20 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	30 cm	33 cm	28 cm	3700901325994
pk	10 stk				3700901303633
stk	1 stk				