



Varenummer 1000021344



## Bind, ABENA Let, Mini, hvid, mørkegul farvekode, med silikonepapir, med SAP

- ✓ 100 % åndbarhed er med til at sikre en sund hud
- ✓ Tekstillignende bagside for optimal komfort
- ✓ Odor Control minimerer ubehagelige lugtgener
- ✓ Svanemærket



### Produktbeskrivelse

ABENA Let Mini er vores rektangulære bind med blød og ultratynd kerne, som giver diskret sikkerhed ved let inkontinens. Den tekstillignende bagside er forsynet med en selvklæbende tape, som giver let fiksering til almindeligt tætsiddende undertøj eller specielle fikseringstrusser såsom ABENA-Fix. Produktet er certificeret med Svanemærket.



### Specifikationer

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                  | Bind                                                                             |
| Varemærke                          | ABENA                                                                            |
| Vareserie                          | Let                                                                              |
| Størrelse                          | Mini                                                                             |
| Farve                              | Hvid                                                                             |
| Features                           | Mørkegul farvekode, med silikonepapir, med SAP                                   |
| Materiale                          | ECF fluff, PE, åndbar bagfolie, nonwoven, PP, resin, SAP                         |
| Længde/dybde                       | 39 cm                                                                            |
| Bredde                             | 14 cm                                                                            |
| Tolerance                          | +/- 10%                                                                          |
| Absorptionsevne                    | 500 ml                                                                           |
| Køn                                | Unisex                                                                           |
| Inkontinensgrad                    | Let                                                                              |
| Certifikater                       | CE. Svanemærket. MD. UKCA.                                                       |
| Svanemærket licensnr.              | 5023 0001                                                                        |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)       | Klasse I                                                                         |
| Produkt- eller teststandarder      | ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001                                      |
| Direktiver, lovgivning og regler   | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Bør opbevares utilgængeligt for børn.                                            |
| Holdbarhed                         | 5 år                                                                             |
| Opbevaringsinstruktioner           | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt           | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage         | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

## Brugsanvisning

Rektangulært bind til let inkontinens. Nem og sikker fiksering i normalt tætsiddende undertøj ved hjælp af selvklæbende tape. Produktstørrelsesgenkendelse ved hjælp af farvekoder og navne.

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde   | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|---------|---------------|
| kil   | 9 pk       | 77 cm  | 30 cm  | 37.5 cm | 5713571001318 |
| pk    | 32 stk     | 26 cm  | 12 cm  | 22 cm   | 5713571001301 |



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarter og lovgivning i Storbritannien.



Symbolet Dermatologisk testet garanterer, at produkterne er blevet testet for potentielle hudirriterende stoffer af et uafhængigt tredjepartslaboratorie.



Lugtkontrol er en vigtig faktor for at sikre brugeren diskretion. ABENAs inkontinensprodukter er designet og udviklet til at holde lugten fra produktet på et absolut minimum.



Produktet indeholder ikke latex.



Dråbesystem, som viser produktets sugeevne. Jo flere dråber jo højere sugeevne. Produkterne kan have fra 1-9 dråber.



Poser med dette symbol er fremstillet af 30% PCR (post-consumer recycled), hvilket vi på dansk kender som husstandssorteret plast. Således kan vi reducere vores plastikaffald og samtidig gøre en indsats for at passe på miljøet.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.

