



Varenummer 1000021345



Bind, ABENA Let, Anatomic, hvid, blå farvekode, med SAP

- ✓ Flere anvendelsesmuligheder
- ✓ Understøtter en sund hud
- ✓ Effektiv kerneteknologi med Top-Dry teknologi
- ✓ Diskret sikkerhed med usynlige lækagebarrierer
- ✓ Odor Control minimerer ubehagelige lugtgener



Produktbeskrivelse

ABENA Let Anatomic er ABENAs anatomisk formede bind med flere anvendelsesmuligheder. Den effektive kerne med Top-Dry teknologi giver hurtig absorption og tør overflade, selv efter gentagne vandladninger, og sikrer optimal hudbalance og øger komforten. Det fuldt åndbare bind er forsynet med usynlige liggende lækagebarrierer for ekstra beskyttelse. Odor-systemet minimerer risikoen for ubehagelige lugtgener. Produktet bærer Svanemærket.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Bind
Varemærke	ABENA
Vareserie	Let
Størrelse	Anatomic
Farve	Hvid
Features	Blå farvekode, med SAP
Materiale	ECF fluff, nonwoven, PP, resin, SAP
Længde/dybde	44 cm
Bredde	20 cm
Tolerance	+/- 10%
Absorptionsevne	500 ml
Køn	Unisex
Inkontinensgrad	Moderat
Certifikater	CE. Svanemærket. MD. UKCA.
Svanemærket licensnr.	5023 0001
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anatomisk formet bind med flere anvendelsesmuligheder. Bør altid bruges med specielt fikseringsundertøj, eksempelvis vores ABENA Fix-produkter. Fikseringstrusser sikrer god pasform og reducerer risikoen for lækage.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	9 pk	73.6 cm	39.6 cm	31.2 cm	5713571001332
pk	30 stk	22.6 cm	12 cm	29 cm	5713571001325



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Lugtkontrol er en vigtig faktor for at sikre brugeren diskretion. ABENAs inkontinensprodukter er designet og udviklet til at holde lugten fra produktet på et absolut minimum.



Effektive lækagebarrierer, både synlige og ikke-synlige, samt latexfrie elastikker sikrer god pasform, hvilket reducerer risikoen for lækage.



Produktet indeholder ikke latex.



Dråbesystem, som viser produktets sugeevne. Jo flere dråber jo højere sugeevne. Produkterne kan have fra 1-9 dråber.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.



Unik Top-Dry teknologi som sørger for hurtig absorption og tør overflade, selv efter gentagne vandladninger.



Poser med dette symbol er fremstillet af 30% PCR (post-consumer recycled), hvilket vi på dansk kender som husstandssorteret plast. Således kan vi reducere vores plastikaffald og samtidig gøre en indsats for at passe på miljøet.



The Flow Through symbol indicates that the incontinence product can be used as a "booster", which means that the product can be placed into other incontinence products to provide extra absorbency. The booster products have a backsheet made of non-woven materials, where urine can flow through the backside of the product.

